



## FreshLook<sup>®</sup> Dimensions<sup>™</sup>

gekleurde maandlenzen.

### → Voor wie?

Zij die hun lichte oogkleur wensen te versterken

### → Kenmerken & voordelen



Kenmerken	Voordelen
Uniek kleurpatroon	Versterkt de natuurlijke oogkleur
Unieke BCR en diameter	Snel en efficiënt aanmeten

### Aanpastips

FreshLook<sup>®</sup> Dimensions<sup>™</sup> gekleurde maandlenzen zijn beschikbaar in een unieke BCR /diameter combinatie en in 3 kleuren.

- ▶ Voor lichte ogen – van lichtblauw tot lichtbruin.
- ▶ Pupildiameter 5 mm.
- ▶ Kleurillustraties zijn terug te vinden op het kleurenpalet.

### → Technische specificaties

<b>Materiaal</b>	HEMA - MMA (Phemfilcon A)
<b>Ionisch</b>	J
<b>Watergehalte</b>	55%
<b>Dk x 10-11</b>	16
<b>Dk/L x 10-9<sup>†</sup></b>	20
<b>Geometrie</b>	Bicurve binnenzijde / Bicurve frontzijde
<b>BCR</b>	Median
<b>Sfeer (per 0.25 D)</b>	+6.00 tot -8.00 vanaf +2.00 en -6.00 per 0.50 D, inclusief plan
<b>Diameter in mm</b>	14.50
<b>Optische zone in mm</b>	8.00
<b>Middendikte in mm<sup>†</sup></b>	0.08
<b>Beschikbare kleuren</b>	Zie kaart met kleurenpalet
<b>Aanbevolen vervangschema</b>	Maandelijks
<b>Verkoopverpakking</b>	Plan: 2-pack, Dimensions Rx: alleen 6-pack

<sup>†</sup> @ -3.00D